

# Ultrasnap™


## Dispositivo de Prueba ATP

Ultrasnap es un dispositivo de prueba, amigable, La prueba esta hecha con la punta prehumedecida con una substancia cationica que libera ATP de cualquier célula intacta y ayuda a remover impurezas; y el único Reactivo liquido estable de enzima; de patentada tecnología Snap Valve de activacion fácil. El único Reactivo liquido estable de enzima ofrece exactitud y reproductibilidad. Ultrasnap puede ser usado en cualquiera de nuestros sistemas de monitoreo.

### Características

- Todo en uno
- Fácil de usar
- Resultados en segundos
- Unico Reactivo de liquido estable provee exactitude y reproductibilidad
- 12 meses de vida de anaquel en temperaturas refrigeradas (2-8c)
- 4 semanas de vida de anaquel en temperatura ambiental
- Tolerante al abuso de temperatura y limpiadores
- Cuesta hasta 50% menos que otras pruebas de ATP

**SIMPLE**  
**PRECISO**  
**ECONÓMICO**



### Americas

941 Avenida Acaso  
Camarillo, CA 93012  
USA

Tel: 805.388.8007

Fax: 805.388.5531

Email: [enquiries@hygiene.net](mailto:enquiries@hygiene.net)

Web: [www.hygiene.net](http://www.hygiene.net)

### Europe

Unit 11 Wenta Business Centre  
Colne Way Watford  
Hertfordshire WD2 4ND UK

Tel: +44 (0)1923 818821

Fax: +44 (0)1923 818825

Email: [enquiries@hygiene.net](mailto:enquiries@hygiene.net)

Web: [www.hygiene.net](http://www.hygiene.net)

**PARTE# US2020**

(100 pruebas por caja)